NOM DU MILIEU =

## **BOUILLON BLBVB**

## (Bouillon Lactosé Bilié au Vert Brillant) <u>REFERENCE FOURNISSEUR</u> = BIOKAR-BK 002

FICHE TECHNIQUE 6

INGREDIENTS	MODE D'ACTION
<ul> <li>Peptone</li> <li>Bile de bœuf- vert brillant</li> <li>Lactose</li> </ul>	<ul> <li>Source d'azote</li> <li>Inhibiteurs des GRAM + et de la plupart des GRAM – autres que coliformes</li> <li>Source de carbone et d'énergie</li> </ul>
	Le vert brillant empêche la croissance des anaérobies fermentatifs du lactose à 44°C.
	Milieu utilisé pour la recherche et le dénombrement des coliformes, des coliformes thermotolérants et d'Escherichia coli (test de Mackenzie), dans les eaux et le lait.
PREPARATION	La fermentation du lactose induit une production de gaz dans la cloche pour les
Peser 40g de milieu pour 1 litre d'eau déminéralisée	germes lac+, gaz+.
<ul> <li>Porter à ébullition lentement en agitant, sur agitateur magnétique chauffant, jusqu'à dissolution complète</li> <li>Vérifier le pH=7,2</li> </ul>	LECTURE,INTERPRETATION ET INTERET
<ul> <li>Répartir en tube contenant une cloche de Durham</li> <li>Stériliser à l'autoclave à 120°C pendant 15min</li> </ul>	Les coliformes sont lactose positif.
(500g de poudre = 12,5 L de milieu)	Un trouble, accompagné de gaz sous la cloche (1/10 <sup>ième</sup> du volume) traduit la présence de coliformes aérogènes :
MODE D'EMPLOI	présence d'au moins 1 coliforme dans 1ml de produit (volume d'inoculation)
Ensemencer les tubes avec 1ml de l'inoculum et de ses dilutions.  Enlever les bulles d'air des cloches par retournement des tubes.	Pour confirmer la présence d'Escherichia coli, il faut faire le test de Mackenzie :  - Repiquer 1 oese de chaque tube positif sur EP et BLBVB - Incuber à 44 °C pendant 24 h
Incuber :  → pour les coliformes 24h et 48h à 30 ou 37°C  → pour les coliformes thermotolérants 24h et 48h à 44°C.	La production de gaz couplée à la production d'indole confirme qu'il s'agit d' Escherichia coli.

