NOM DU MILIEU:

HUGH ET LEIFSON

FICHE TECHNIQUE 51

REFERENCE FOURNISSEUR: DIFCO

INGREDIENTS	MODE D'ACTION
 Extrait de levure Peptone pancréatique de caséine Glucose Chlorure de sodium, phosphate de potassium Agar Bleu de bromothymol 	 Source de facteurs de croissance Source d'azote Source de carbone Sources d'éléments minéraux Gélifiant Indicateur de pH
PREPARATION	Milieu permettant l'étude du métabolisme énergétique vis à vis du glucose.
 Peser 21,33g de poudre pour 1 litre d'eau déminéralisée Dissoudre sur agitateur magnétique chauffant Vérifier pH=7,6 Répartir à raison de 5ml/tube Stériliser à l'autoclave à 115°C pendant 20min (500g de poudre =23,4L de milieu) 	Le milieu vire au jaune lorsqu'il y a acidification. LECTURE ET INTERPRETATION On distingue 3 catégories de bactéries : Bactéries fermentatives : Pousse abondante avec acidification rapide des 2 tubes par virage au jaune du milieu avec ou sans production de gaz.
	 Bactéries oxydatives: On observe dans le tube ouvert (sans paraffine) une pousse en surface du tube avec acidification du milieu par virage au jaune et dans le tube fermé pas ou peu de culture sans acidification. Bactéries inactives, inertes ou alcalinisantes: On observe peu ou pas de culture dans le tube fermé sans modification du pH et dans le tube ouvert une culture sans modification du pH ou avec une alcalinisation en surface.